



## Labtron Safety Boxes

براساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مرکز کنترل بیماریهای عفونی ایران و در جهت کمک به کاهش و پیشگیری از صدمات ناشی در هنگام دفع لوازم تیز و برنده و دفع بی خطر ضایعات لوازم بیمارستانی و آزمایشگاهی از قبیل: سرسوزن، لانس، آنژیوکت و... **شرکت لاب ترون** تمامی تلاش خود را در جهت کمک به این امر مهم بکار گرفته و ظروف در دار یکبار مصرف ایمنی را در اندازه های مختلف برای کاربرد و سلیقه های متفاوت تولید نموده که توسط این شرکت و تمامی نمایندگیهای فروش آن در سراسر کشور در دسترس قرار گرفته است. استفاده از تمامی مدلهای این ظروف، نیاز مجدد به پوشاندن سر سوزن سرنگ ها پس از استفاده از آن با پوشش مخصوص را منتفی نموده است. اندازه های مختلف با طرحهای گوناگون برای کاربردهای متفاوت ساخته شده اند که تمامی آنها کاربری آسان، راحت و عملی دارند.

### مدل Lab-Dispo Box

در اندازه های 500، 1000 و 2000 میلی لیتری با در اصلی دنداندار مخصوص برای جداسازی راحت و دور ریختن صحیح سرسوزن، لانس و دیگر اشیاء تیز و برنده آلوده طراحی گردیده است. در کوچک قرمز رنگ پس از پر شدن ظرف و فقط قبل از سوزاندن آن باید با فشار بسته شود. پس از بستن در، ظرف دیگر قابل استفاده مجدد نخواهد بود.



### مدل Dispo-Box S

با ظرفیت 1500 و 2500 میلی لیتر ساخته شده که علاوه بر دندان‌ها دار بودن درب اصلی و به دلیل پرفورژ شدن، درب قابل جدا شدن نبوده و بنابراین علاوه بر مناسب بودن برای دور ریختن اجسام تیز و آلوده نظیر سرسوزن، لانت، تیغ جراحی، آنژیوکت، اسکالپ وین و اقلام آلوده دیگری مانند سوآب، سرنگ و ... را نیز می‌توان در آنها به صورت ایمن نگهداری نمود. توجه شود که در کوچک قرمز رنگ فقط پس از پر شدن ظرف و قبل از سوزاندن آن باید با فشار بسته شود. پس از بسته شدن، ظرف دیگر قابل استفاده مجدد نخواهد بود.



### مدل Ward-Box

در اندازه‌های 5000، 7000 و 12000 میلی لیتر تولید گردیده است که ایده آل برای استفاده در بخش‌های بیمارستانی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی فراهم گردیده است. در کوچک قرمز رنگ از طرف بیرون بطور موقت ظرف را مسدود می‌کند و از طرف دیگر بطور دائم! و فقط قبل از سوزاندن یا تحویل به ماشین حمل زباله بیمارستانی که با فشار بسته می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی ظروف فوق از جنس پلاستیک مخصوص پلی پروپیلن به صورت محکم و یکبار مصرف تولید گردیده اند.



**توجه:**

پس از پر شدن ظروف تا خط اخطار که روی ظروف مشخص گردیده ، هیچگاه با توسل به زور و فشار نباید آنها را پر نمود.

تمامی ظروف دارای برچسب ترانسپارنت هشداردهنده آلودگی Biohazard (آسیبهای زیستی) می باشند.

**شرکت لاب ترون**

تهران ، خیابان کریم خان زند ، اول میرزای شیرازی ، پلاک 8 ، واحد 4

تلفن : 88899811-14

فکس : 88902493

[info@labtronco.com](mailto:info@labtronco.com)

[www.labtronco.com](http://www.labtronco.com)